

可攜式血壓血氧生理監視器

MD-820為多功能血壓血氧生理監視器，提供血氧濃度、脈搏及非侵入式血壓量測，同時擁有資料管理功能，適用於各大醫療院所、居家照護、緊急救護等。

- ✓ 5.7吋彩色TFT螢幕
- ✓ 200小時記憶容量
- ✓ 具血氧濃度波型顯示



規 格

型號：MD-820

顯示：血氧濃度、脈搏、血壓

血氧濃度量測範圍：0%~100%

脈搏量測範圍：15 bpm ~ 300 bpm

脈搏準確度：±1 bpm

血氧濃度準確度：80%~100% ±2%

65%~79% ±3%

<65% 未定義

警報設定範圍：血氧濃度上限 100%

血氧濃度下限 50%

脈搏上限：300 bpm

脈搏下限：15 bpm

外殼：ABS 易清洗塑膠材質

聲音：可調整音量或靜音

記憶容量：200 小時

操作溫度：0°C~55°C(儲存)

電源：AC 100V/60Hz

AC 240V/50Hz

電池匣：7.2V 1800mA(可充電式電池)

電池使用時間：6 小時

尺寸：200*70*130 mm

重量：1750g

品質系統：ISO9001、ISO13485



產品安規：EN-60601-1, EN-60601-1-1

EN-60601-1-2

特 色

- 大型 LCD 顯示螢幕
- 200 小時記憶容量
- 生理跡象波形顯示
- Trend 功能
- 可選擇 AC/DC
- USB 傳輸介面

康 定 股 份 有 限 公 司

23145 新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 1 號 7 樓

電話：(02)2918-1266 傳真：(02)2918-1277

<http://www.comdek.com>

E-mail: medical@comdek.com

標 準 配 件

1. R004 重複使用感應器(成人型)
2. AC/DC 變壓器
3. R003 手指感應器(小孩用)

配 件 選 購

Model No. R003

手指感應器(小孩用)



Model No. R008

耳掛式感應器



Model No. D001

拋棄式感應器



Model No. A-HD-100-C

成人用臂帶



Model No. R004

重複使用感應器(成人型)



Model No. E009

感應器連接線



Model No. D002

拋棄式感應器



Model No. A-BP-0029

小孩用臂帶



軟 體 選 配

型號：smart link I

1. 分析及管理病患的資料
2. 將血氧值和心跳值作統計分布
3. 趨勢曲線分析
4. USB 連接埠與電腦連線
5. 生理跡象曲線分析



授權經銷商：

